

Расположите в правильном порядке пункты инструкции по работе с фиксированным микропрепаратом внутреннего строения листа дуба. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр.

- 1) медленно приближайте тубус микроскопа к микропрепарату, пока не увидите чёткое изображение внутреннего строения листа дуба
- 2) глядя в окуляр микроскопа, настройте свет
- 3) положите микропрепарат внутреннего строения листа дуба на предметный столик
- 4) зажмите препарат лапками-держателями
- 5) максимально удобно расположите микроскоп на своём рабочем месте